


Lançamento


Betamix

Gel Barreira de Adesão



Com
Ácido Hialurônico

Previne Aderência
Totalmente Absorvível



Inovação e tecnologia que move a vida.

Diferenciais do Ácido Hialurônico

O ácido hialurônico (AH) é um polissacarídeo que compõe a matriz extracelular (MEC), está presente nos tecidos e no líquido sinovial das articulações.

Na prevenção de aderência, promove:

Barreira Mecânica

através de gel com alta viscosidade graças ao AH altamente reticulado

Modulação fisiológica

Inibição da migração e proliferação de fibroblastos (devido à carga \ominus do AH)

Inibição da cascata de coagulação, promovendo redução do sangramento local e deposição de fibrina


Betamix

Gel Barreira de Adesão

Um dos únicos com indicação para cirurgias abdomino-pélvicas + cirurgias ortopédicas, simplificando a padronização para hospitais e fontes pagadoras.

Betamix

Gel Barreira de Adesão

Betamix é um gel transparente viscoso, estéril, biocompatível e reabsorvível, indicado para prevenir ou reduzir a formação de aderências pós-cirúrgicas.

Possui Ácido Hialurônico, na composição, substância sintetizada naturalmente pelo corpo. Uma vez que o gel é aplicado, ele protege contra aderências e é **absorvido completamente em 2 semanas**.

Vantagens

- Pronto para uso com aplicador de precisão
- Composto por Ácido Hialurônico altamente reticulado
- 100% absorvível
- Aplicador flexível
- Não pirogênico
- Seguro e incolor
- Compatível com Ressonância Magnética
- Não possui componentes de origem animal

Informações para pedidos

Código	Volume
ABG01	1 ml
ABG105	1,5 ml
ABG02	2 ml
ABG205	2,5 ml
ABG03	3 ml
ABG305	3,5 ml
ABG04	4 ml
ABG405	4,5 ml
ABG05	5 ml
ABG705	7,5 ml
ABG10	10 ml
ABG15	15 ml
ABG20	20 ml

Distribuidor autorizado:

Fabricante:



**Betatech Medikal Cihazlar
San. Müm. İç ve Dış
Tic. Ltd.Şti.**

İkitelli Org. San. Bölgesi
Atatürk Oto San. Sitesi
22. Sk. Ünal İş Merkezi No: 9,
Başakşehir - İstanbul, Turquia
www.betatechmedical.com

Detentor do Registro e Importador:



visão
Inovação e tecnologia que move a vida.
**Visão Importadora e Distribuidora
de Materiais Médicos Unipessoal Ltda**

Rua Bonnard, 980 - Bloco 25 / Nível 05.
CEP: 06465-134 - Barueri - SP
Fone: 11 3995 5067

(11) 91695 9852
visaoimplantes.com



Indicado para cirurgias em:

- Nervos periféricos
- Tendões
- Abdomino-pélvicas

